



Dietmar Geiser
Bleicherstrasse 39
88400 Biberach
www.geiser-leder.de

Ledergroßhandel
TEL+49 (0)7351 / 440997-0
FAX+49 (0)7351 / 440997-10
info@geiser-leder.de

Technisches Datenblatt

Artikelname

Proper

Lederart

Rindsleder, pigmentiert

Lederdicke

+/- 1,2 mm

Ursprung der Haut

Süddeutschland

Art der Gerbung

Chrom III, ohne Chrom VI

Art der Färbung

Anilinfärbung im Fass

Größe

5-6 m²

Reibechtheit

DIN EN ISO 11640; Schweißlösung nach ISO 11641

trocken 500 Zyklen

nass 250 Zyklen

Schweiß 80 Zyklen

Lichtechtheit

Prüfverfahren: DIN EN ISO 105-B02

Stufe 5

Weiterreißfestigkeit

Prüfverfahren: DIN EN ISO 3377-1

mind. 20 N

Zurichthaftung

Prüfverfahren: ISO 11644

mind.

2 N/10 cm

Dauerbiegefestigkeit

Prüfverfahren: DIN EN ISO 5402

50.000 Zyklen keine Zurichtungsbrüche

Kältebruchbeständigkeit der Zurichtung

Prüfverfahren: DIN EN ISO 17233 bis - 15°C

keine Zurichtungsbrüche

Wassertropfenechtheit

Prüfverfahren: DIN EN ISO 15700

mind. Note 3

kein dauerhaftes Quellen

Schadstofffreiheit

Erfüllt die strengen deutschen Gesetze bezüglich Schadstoffe.

Brennverhalten

Schwerentflammbar nach DIN EN 1021-1 und 1021-2

IMO RES A652 (16)

95/28/EG Anhang I

FAR 25.853 a) und b)

BS 5852 (1990) Crib 5

DIN 4102, B1 + B2

EMPA (5.3)

Pflege/Reinigung

Unempfindliches und pflegeleichtes Möbelleder. Flüssigkeiten schnellstmöglich aufsaugen. Verschmutzungen zur Fleckmitte abtragen. Wenn nötig mit Neutralseife und lauwarmem destilliertem Wasser von Naht zu Naht großflächig reinigen. Anschließend mit Möbellederpflegemittel nachbehandeln. Grundsätzlich gilt: Behandeln Sie Leder wie Ihre eigene Haut. Keine übermäßige Sonneneinstrahlung oder Hitzeeinwirkung...